

ワサガード 抗菌シート

Wasaguard series

「ワサガード抗菌シート」はワサビやカラシの持つ自然の力を利用したお弁当・おせち料理向けの抗菌、保鮮シートです。

安全性、抗菌力ともに高い「ワサガード抗菌シート」がプロの作り手の思いを守る1枚として安心をお届けします。



● 透明徐放



● 紅白鶴



どのようなシーンでもお使いいただける透明徐放
おめでたい席での紅白鶴柄
行事に合わせてお選びください。

ワサガード抗菌シート種類

- 透明徐放 シート素材：PP/PP
- 紅白鶴 シート素材：PP/PP

既製品サイズ(mm)

長方形 160×100 / 180×100

正方形 160×160 / 180×180 / 200×200
230×230 / 260×260


ケース入数 100枚 / 袋
20袋 / ケース (2,000枚)

ミニサイズ 80×80 / 100×100

上記以外の別注品も承ります。ご用命ください。

ワサガード抗菌シートはお弁当にのせるだけで菌の繁殖を強力に抑えます。


ワサビやカラシに含まれる抗菌成分が
揮発し抗菌・保鮮効果を発揮



▲ワサガード抗菌シートの鮮度保持力のしくみ
(徐々に効果成分が揮発)

特長

- 食中毒の原因となる菌やカビの繁殖を抑制し、食品の鮮度保持、日持ち向上効果を発揮します。
- ワサガード抗菌シートは密閉されたお弁当容器内で効果成分が揮発し、抗菌・保鮮効果をあらわします。
- 味移り、匂い移りも起きませんので安心してご使用いただけます。
- 容器の表面積の75%以上をカバーするサイズが適当です。原紙の取り都合に応じて別寸サイズのご提案をいたします。



試験機関：東洋環境分析センター

ワサガード抗菌シート 抗菌力試験

■ O-157菌に対する試験

菌液0.1mlをシャーレに入れ、その上にワサガード抗菌シートをのせ密封後、30℃の状態です24時間放置。その後、シャーレを35℃の状態です24時間培養した。

O-157菌に対する試験結果

シート未使用	2.9×10^2
ワサガード抗菌シート	6.0 × 10

単位 (CFU/0.1ml)
菌液0.1ml中に出てきたコロニー数

ワサガード抗菌シートのお問い合わせは

発売元 株式会社 虎変堂 (こへんどう)
<https://kohendou.co.jp>
mail info@kohendou.co.jp
Tel 092-942-3081

使用上の注意

- ワサガード抗菌シートは印刷面を上にして盛りつけ済みの食品の上に置き、速やかにフタをしてください。
- 一度で使用になったものは再利用できません。
- 初期の状態です汚染された食品には効果はありません。安全のため決められた保存基準 (温度や賞味期限) を守ってご使用ください。
- 高温多湿の場所を避けて湿気の少ない涼しいところで保管してください。
- 使用途中のものは冷蔵庫に保管し、なるべく早く使い切ってください。