



マスクの消臭・抗菌
- 不織布マスク対応 -



爽快!
冷感力

メントール配合

持続的な
抗菌力

CPC 配合

優れた
消臭力

柿タンニン



ひんやり感

長時間持続

マスクの消臭・抗菌

気になる **ニオイ**、**菌** を長時間防ぎます。



職場に

1本!!

暑い現場で働く皆さんの強い味方!!


炎天下のもと働く建設・工事現場スタッフさま、四六時中マスクを外せない介護・医療スタッフさま、
熱気溢れるキッチンで働く厨房スタッフさまに大変喜ばれています。

建設・工事現場に

介護・医療の現場に

厨房に

メントールの力で冷感力アップ



ご使用方法

必ずマスクを外し、マスクの外側から
噴霧口を10センチ程度離して適量(1~3回)スプレーしてください。

※噴霧した後は、十分に乾かしてからご使用ください。

※素材・ご使用状況により、使用感が異なります。お好みで使用量を調整してください。

内容量

200mL

成分

柿抽出物、抗菌剤 (CPC)、香料、セイヨウハッカ油、
メントール、ユーカリ



実証1 消臭試験

COOLmist を試験容器に入れ、所定の悪臭量を封入して反応させた。封入下で試験時間放置後(30分)、試験容器内の残存濃度を測定して、消臭率を算出。

悪臭名	アンモニア 魚臭・糞尿臭	トリメチルアミン 魚が腐ったような臭い	硫化水素 卵が腐ったような臭い
消臭率 (%)	99.7<	98.5<	99<

CPC
について

ウィルスの感染経路は、主に口や鼻からの侵入です。

CPCはうがい液、歯磨き、のど飴などに使用されており、口腔を清潔に維持する高い効果を持ちます。

CPC 入りマスク用消臭・抗菌剤「COOL mist」を使用することは、常に口鼻のまわりを清潔に保ち、ウィルス感染防止に役立ちます。

実証2 抗菌試験Ⅰ

JIS L 1902: 2015 のハロー法を参考に、検体3ml 添加した場合のハローを確認。

抗菌効果が認められる場合に、ハロー（阻止円）が形成されます。



黄色ぶどう球菌			大腸菌			緑膿菌		
菌濃度 (CFU/ml)	7.8×10 ⁶		菌濃度 (CFU/ml)	4.0×10 ⁷		菌濃度 (CFU/ml)	1.0×10 ⁷	
ハローの幅平均値 (mm)	5.1		ハローの幅平均値 (mm)	6.9		ハローの幅平均値 (mm)	2.6	
ハローの有無※	有り		ハローの有無※	有り		ハローの有無※	有り	
試験片の種類/形態	綿28mm正方形		試験片の種類/形態	綿28mm正方形		試験片の種類/形態	綿28mm正方形	

$$\text{ハローの幅 [mm]} = ((\text{試料の長さ} + \text{ハローの幅の合計 [mm]}) - (\text{試料の長さ [mm]})) / 2$$

実証3 抗菌試験Ⅱ

不織布マスクに、無処理及び COOLmist をスプレー(3回・5回)の各条件で8時間着用後、菌数をカウント。(被験者は5名)

マスク装着8時間後も、付着菌がほぼ見られず強い抗菌効果が認められました。



消臭 菌が原因の気になるニオイにも

抗菌 高い抗菌力を実証

違いは一目瞭然!

被験者No	1		2		3		4		5	
菌数 (無処理時)	2.2×10 ⁴		3.3×10 ⁵		6.0×10 ³		3.5×10 ⁴		3.0×10 ⁵	
噴霧回数	3回	5回	3回	5回	3回	5回	3回	5回	3回	5回
菌数	<1000(0)	<1000(0)	1.2×10 ⁴	<1000(0)	<1000(100)	<1000(0)	1.6×10 ³	<1000(100)	1.7×10 ³	<1000(0)
減少率 (%)	100	100	96.4	100	100	100	95.4	100	99.4	100

<10: 定量下限値、() 内: 菌数実数値

菌の付着を抑える!

クールミスト使用時

菌がこんなに増殖・・・

クールミスト不使用時

※常に菌がゼロになるわけではありません。

使用上の注意事項

- 用途以外には使用しないでください。
- 人や食品には使用しないでください。
- 皮膚に異常がある場合は使用しないでください。
- 吸入しないように気を付けてください。
- 使用中に気分が悪くなったり、赤み、はれ、かゆみ、刺激(皮膚・鼻・のど)等の異常が出た場合には使用を中止してください。
- 目に入らないように注意してください。万が一目に入った場合はこすらずに、水、またはぬるま湯で十分洗い流して、医師に相談してください。
- 柿抽出物が白く析出することがあります。ボトルを振ると再融解しますので、振ってご利用ください。

保管上の注意事項

- 直射日光の当たらない涼しいところに保管してください。
- 小児の手の届かないところに保管してください。



COOLmist ※ ことわりなく仕様変更になる場合がございます。ご了承ください。

内容量	200ml	ケース入数	26本	JAN	4944708701202	ケース重量	6,212g	単品重量	230g	ケースサイズ	350×190×200mm
-----	-------	-------	-----	-----	---------------	-------	--------	------	------	--------	---------------

製造元



K O H E N D O

株式会社 虎変堂



JFS-B
JFS-B21001482-00



〒811-3121 福岡県古賀市筵内884-5
TEL 092-942-3081 / FAX 092-942-4325
<https://kohendou.co.jp>